



ECODÉTERGENT

NEOPUR DDA Nettoyant désinfectant alimentaire

Nettoyant désinfectant concentré des sols et surfaces.
S'utilise dans les cuisines, restaurants, locaux de préparation et de transformation des denrées alimentaires.
Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail.
Ne contient pas d'ammonium quaternaire.
Bactéricide selon EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon EN 1650 et EN 13697.
Virucide sur spectre limité selon EN 14476. (pour plus de détail sur ces normes voir ci-dessous)

Mode d'emploi

Diluer le produit de 1 à 2%. Désinfection : pour la dilution se référer aux normes ci-dessous. Pulvériser ou étendre la solution sur la surface à désinfecter. Laisser agir entre 15 et 30 min pour obtenir la désinfection souhaitée. Brosser si nécessaire puis rincer à l'eau claire.
« Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation ».

Conditionnements

Emballage :
carton de 4 bidons de 5L.

Données techniques

- ▶ Aspect : liquide limpide incolore
- ▶ pH 1,1 - 2,1
- ▶ Densité : 1,08 - 1,10

Précautions

Uniquement pour un usage professionnel.
Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Ne pas utiliser en association avec d'autres produits.
Ne pas utiliser sur supports ferreux.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Sécurité selon FDS

La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH.
Corrosion cutanée, Catégorie 1.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Produit biocide TP 4

Substance active biocide : acide lactique, CAS : 79-33-4 240 g/kg.
Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

«Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>»

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

22-10-2021 Ind. 6 ■



Propriétés microbiologiques NEOPUR DDA

BACTERICIDE

NORME EN 1276

en conditions de saleté

SOUCHES

Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

2%

NORME EN 1276

en conditions de saleté

SOUCHES

Listeria monocytogènes
Salmonella typhirium
Lactobacillus brevis
Enterobacter Cloacae
Campylobacter Jejuni

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

3.5%

NORME EN 13697

en conditions de saleté

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

4%

ESSAI

Température : 40°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

2%

NORME EN 13697

en conditions de saleté

SOUCHES

Listeria monocytogènes
Salmonella typhirium
Entrobacter Cloacae
Campylobacter Jejuni

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

3%

ESSAI

Température : 40°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

2%

NORME EN 13697

en conditions de saleté

SOUCHES

Lactobacillus brevis

ESSAI

Température : 40°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

2%

LEVURICIDE

NORME EN 1650

en conditions de saleté

SOUCHES

Candida albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

6%

ESSAI

Température : 40°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

4%

NORME EN 13697

en conditions de saleté

SOUCHES

Candida albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 min

DILUTION

20%

ESSAI

Température : 40°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

6%



Siège social : ZAC de la Montane, Allée des Iris | 19800 EYREIN

Tel: +33(0)5 55 27 65 27 | www.eyrein-industrie.com

Produit fabriqué en France | EMB : 19081

Propriétés microbiologiques NEOPUR DDA

VIRUCIDE

NORME EN 14476

en conditions de saleté
spectre limité*

SOUCHES

Adenovirus Type 5
Norovirus Murin

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 min

DILUTION

4%

SPECTRE LIMITÉ*

Rotavirus
Adénovirus type 5
Norovirus murin
Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'Hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae