



## Brosse cylindrique avec filetage ø 90 mm - Blanc - Poils durs

Brosse cylindrique à visser sur le manche pour atteindre les points les plus éloignés.



| Référence     | Couleur | Dimensions (mm) | Matériel | Type de poils (mm) | Altura de las cerdas (mm) | Filetage | Poids net (kg) |
|---------------|---------|-----------------|----------|--------------------|---------------------------|----------|----------------|
| <b>1033WT</b> | Blanc   | 225 x Ø 90      | PP - PBT | Durs - Ø 0,75      | 32                        | Italien  | 0,110          |

### Utilisation

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température minimale et maximale | min -20 / max 80 C°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lavage (lave-vaisselle)          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autoclave                        | 121°C pour 20 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode d'emploi et d'entretien     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter.</li> <li>- La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave.</li> <li>- La désinfection manuelle doit être effectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées.</li> <li>- S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation.</li> <li>- Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination, casse ou déformation des poils.</li> <li>- La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense.</li> <li>- Ne pas utiliser d'outils endommagés, le support et les poils doivent être en bon état.</li> </ul> |

### Conformité

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 et mises à jour
- EU 2023/2006 et mises à jour
- EU 10/2011 et mises à jour

### Informations logistiques

|                           |                 |                         |                  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Emballage interne         | Sachet en PE-LD | Codes-barres du carton  | 8008805133437    |
| Emballage externe         | Carton          | Codes-barres du carton  | 08008805133437   |
| Quantité par paquet (pcs) | 4               | Nomenclature douanière  | 96039091         |
| Poids brut du carton (kg) | 0,70            | Pays d'origine          | Italie           |
| Dimensions du carton (mm) | 280 x 230 x 130 | Palettisation (pcs)     | 560              |
| Volume du carton (m³)     | 0,008           | Dimensions palette (cm) | 120 x 80 x 144,5 |

### Versions disponibles

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dimensions | Cod. 1032 (ø 65 mm) - Cod. 1034 (ø 120 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type de poils | Moyen - Ø 0,5 |
| Couleur    | <span style="background-color: blue; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">B</span> <span style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">R</span> <span style="background-color: yellow; color: black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Y</span> <span style="background-color: green; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">G</span> | Matériel      | DéTECTABLE    |